



## Mobeye AED Schrank Überwachung

### CM4000 Mobeye CM-Guard




Ein automatischer externer Defibrillator (AED) hilft bei der Wiederherstellung des Herzrhythmus bei Herzstillstand. Der AED hängt normalerweise in einem Schrank, der für Retter leicht zugänglich ist. Da jede Sekunde zählt, ist es wichtig, dass der AED immer zuverlässig und sofort einsatzbereit ist.

#### AED-Überwachungskit

- CM4000
- inkl. Batterijn, Netztei, SIM-Karte
- Magnetischer Türkontakt
- Mobeye SIM/Portal Leistung

#### Einsatzfähigkeit des AED

Für den Manager eines AED-Schranks ist es wichtig zu wissen, ob der AED-Schrank geöffnet wurde. Überprüfen Sie nach der Verwendung des AED den Betrieb und tauschen Sie die Elektroden aus. Außerdem kann ein Alarm Diebstahl oder Sabotage anzeigen.



#### Alarm beim Öffnen des AED Schranks

Der Mobeye CM-Guard (CM4000) ist ein kompaktes und autonomes Überwachungsmodul. Durch die Platzierung im AED-Schrank mit Magnetkontakt an der Tür erfolgt beim Öffnen eine Alarmmeldung.

Das CM4000 verfügt über ein internes 2G/4G-Kommunikationsmodul. Die Alarmmeldungen werden per Push-Nachricht, Telefonanruf, SMS oder E-Mail an die eingestellten Kontakte gesendet. Auf Wunsch geht der Alarm auch in eine Leitwarte.

#### Alarmmelder

Der Mobeye CM-Guard (CM4000) kann autonom und lange mit Batterien betrieben werden. Bei vorhandener externer Stromversorgung kann ein Netzteil angeschlossen werden und auch ein Stromausfall wird gemeldet. Für eventuelle Fehlermeldungen eines Heizstabes steht ein zusätzlicher potentialfreier Eingang zur Verfügung.

#### Mobeye Produkte

Mobeye ist ein niederländisches Unternehmen mit lokaler F&E und Produktion. In Absprache mit Fachleuten optimiert Mobeye Alarm- und Überwachungsprodukte für medizinische Anwendungen, wie z. B. einen AED-Schrankalarm, Temperaturüberwachung von Medikamenten und Epilepsie-Alarmwähler..

Mehr Informationen? Bitte wenden Sie sich an Mobeye.